


1. 企業概要

企業名 (設立日)	(株)サンアエムエスディ (1992)	代表者名	ソン・ウンジュ (Sung Eun-ju)
住所	37, Sinheung-ro 378, Ojeong-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do		
URL	www.belico.co.kr		
事業内容	ペット関連用品		


2. 製品名 : DOG CPR(cardiopulmonary resuscitation) 実習モデル

3. 製品概要 :


宣伝動画 → <https://youtu.be/b18mXCtTmCg>




CPR is a life-saving measure, and the chances of survival decrease after four minutes of cardiac arrest. However, if you act quickly, you can recover without any tissue damage.







Belico CPR training ranges
Pulse check / Free airway / Cardiac massage & counter / Thermometer measurement / Blood vessel syringe



DOG CPR usage
School / Fire station / Military / Police / Animal Hospital / Dog training center / vessel syringe



DOG CPR accessory

| Lung bag |

| Blood vessel tube |

| syringe |

| Thermometer |

<犬の心肺蘇生トレーニングモデル>

	
<p><製品機能></p>	<p><胸の圧迫カウンター & 評価モード></p>

4. 製品の特徴及び仕様

- 1) 耐久性とコストパフォーマンスを兼ね備えた心肺蘇生法練習用モデル
- 2) 正確な心肺蘇生技術を学べるように製作
- 3) 製品機能
 - ① マウス・トゥ・ノーズ（口対鼻）の人工呼吸
 - ② 心臓マッサージ
 - ③ 鼠径部の脈拍測定
 - ④ 血管注射の実習
 - ⑤ 直腸での体温測定
 - ⑥ 可動式の舌を動かして気道確保
- 4) CPR は愛犬の呼吸停止の状況で命を救う重要な措置であり、4 分以内に適切な処置が必要であり、早期対応が重要
- 5) 犬の心肺蘇生法をする方法
意識確認後、口と喉の異物を取り除き、首と頭を伸ばして気道を確保 → 自発呼吸と脈拍を確認 → 10 秒以内に反応がなければ、CPR を開始 → 20 分経っても呼吸が戻らない場合は、病院へ移動し、継続して行う

5. 当社技術の強み

多機能ペット応急処置トレーニング用模型、ペット CPR トレーニング装置
特許保有